

## Zalety ogólne

- ruch orbitalny
- mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy
- amplituda: 10 ... 25 mm
- maksymalne obciążenie platformy: 10 kg
- regulacja obrotów: 30 ... 300 obr/min
- ustawienie czasu pracy: 1min. ... 99h lub praca ciągła
- cyfrowy wyświetlacz LCD
- mata antypoślizgowa (opcja)
- platformy uniwersalne i specjalne
- możliwość pracy wewnątrz np. inkubatora z chłodzeniem

## Dostępne akcesoria

- platforma uniwersalna
- platforma do rozdzielaczy
- platforma do mocowania uchwytów
- uchwyty na naczynia
- statyw na próbówki
- uchwyty do kolb Erlenmeyera (25 ... 2000 ml)








LS 280



ILW 53 z LS 280

Wytrząsarki laboratoryjne zostały tak zaprojektowane, aby mogły współpracować z inkubatorami z chłodzeniem.

Model		LS 280	LS 350	LS 500	LS 700
Parametr					
typ ruchu		orbitalny			
sterownik		mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy			
wyświetlacz		wyświetlacz LCD			
zakres prędkości [obr/min]		30 ... 300			
dokładność ustawienia [obr/min]		10			
amplituda [mm]		5	5 lub 10		
dopuszczalne obciążenie [kg]		10			
regulacja czasu pracy		1min. ... 99h lub praca ciągła			
wymiary bez platformy / z platformą [mm]	szerokość	320	390	550	700
	wysokość	120 / 220	120 / 220	120 / 220	120 / 220
	głębokość	330	400	440	420
współpracuje z inkubatorem		ILW 53	ILW 115	ILW 240	ILW 400
moc znamionowa [W]		60	60	60	60
waga z platformą [kg]		10	15	22	25
temperatura otoczenia [°C]		+10...+40			
wilgotność otoczenia [%]		do 70			
zasilanie 50 Hz [V]		220...240			
gwarancja		24 miesiące			
producent		POL-EKO-APARATURA			



platforma uniwersalna

## Platforma uniwersalna

Platforma uniwersalna do różnego typu naczyń z 4 wałkami dociskowymi.



platforma do mocowania uchwyty

## Platforma do mocowania uchwyty

Platforma do mocowania uchwyty do kolb, możliwość umieszczenia uchwyty do kolb o poj. 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml (uchwyty należy zamawiać oddzielnie).



platforma do wytrząsania płytek Petriego

## Platforma do wytrząsania płytek Petriego

platforma do wytrząsania np. płytek Petriego, butli do kultur bakteryjnych i innych naczyń o małym środku ciężkości.



platforma do rozdzielaczy

## Platforma do rozdzielaczy

platforma do rozdzielaczy, z 3 rolkami mocującymi; do wytrząsania, wysalania, ekstrakcji, zateżenia.



mata antypoślizgowa

## Mata antypoślizgowa

Mata antypoślizgowa dla wytrząsarek laboratoryjnych serii LS.