

Karta katalogowa

Zamrażarka Niskotemperaturowa ZLN-UT 300



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	326
pojemność użytkowa komory [l]	326
sterownik	mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	-86...-40
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	-

KOMORA

drzwi	pełne
-------	-------

materiał komory

COMF	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
PREM	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301

materiał obudowy


COMF	blacha malowana proszkowo
PREM	blacha malowana proszkowo

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	850
wysokość B	1910
głębokość C	950

wymiary komory [mm]

szerokość D	520
wysokość E	1140
głębokość F	550
głębokość G	240



ilość komór wewnętrznych	4
maksymalne obciążenie półki [kg]	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	80
waga urządzenia [kg]	200

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	670
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm

OPCJE I AKCESORIA