




Scheda tecnica

print date: 2026-05-12

agitatore da laboratorio
LS 700



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi generali

- moto orbitale
- controllore a microprocessore di rotazione e tempo di lavoro
- ampiezza: 5... 12,5 mm
- carico massimo della piattaforma: 10 kg
- controllo velocità: 30...300 rpm
- impostazione orario di lavoro: 1min... Funzionamento 99h o continuo
- Display digitale LCD
- un'ampia varietà di piattaforme
- possibilità di lavorare nell'incubatore del laboratorio ILW




Dati Tecnici

| | |
|------------|------------------------------|
| Controller | Microprocessore |
| Display | LCD |
| Alloggi | Lamiera verniciata a polvere |

dimensioni esterne [mm]

| | |
|--------------|------------|
| Larghezza A | 700 |
| Altezza B | 120 220* |
| Profondità C | 420 |
| Peso [kg] | 25 |



parametri base

| | |
|--|--|
| temperatura di esercizio [°C] | +10...+40 |
| umidità durante il funzionamento [%] | < 70 |
| funziona con il modello | ILW 400 |
| tipo di traffico | orbitale |
| gamma di velocità [rpm] | 30...300 |
| precisione di regolazione [rpm] | 10 |
| ampiezza [mm] | 5 o 12.5 (da selezionare al momento dell'ordine) |
| carico ammissibile [kg] | 10 |
| regolamentazione dell'orario di lavoro | 1 minuto ... Funzionamento continuo in 99 ore |

PARAMETRI ELETTRICI

| | |
|----------------------|-------------|
| Voltaggio | 230 V 50 Hz |
| Potenza nominale [W] | 60 |
| Garanzia | 24 mesi |
| Produttore | POL-EKO® |

* altezza senza piattaforma / con piattaforma

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: LS */MA *

Tappetino antiscivolo



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numero d'ordine: LS */PL *.1

Piattaforma universale



Numero d'ordine: LS */PL *.2

Piattaforma per il fissaggio di maniglie



Numero d'ordine: LS */PL *.3

Piattaforma tremante



Numero d'ordine: LS */PL *.4

Piattaforma collettore



Numero d'ordine: LS/U*

Porta flaconcino Erlenmyer



Numero d'ordine: LS/SP.1

Portacampioni