


Karta katalogowa

Boks Termostatyczny TB 32A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

DANE TECHNICZNE	
pojemność komory [l]	27
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	-18...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
KOMORA	
materiał komory	aluminium malowane proszkowo
materiał obudowy	tworzywo sztuczne
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]	
szerokość A	690
wysokość B	410
głębokość C	400
wymiary komory [mm]	
szerokość D	320
wysokość E	320
głębokość F	280
waga urządzenia [kg]	18



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V AC 50/60 Hz / 12V DC
moc znamionowa urządzenia [W]	43
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO-APARATURA

OPCJE I AKCESORIA

