


Karta katalogowa

Boks Termostatyczny TB 50A



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

DANE TECHNICZNE	
pojemność komory [l]	42
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	-18...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
KOMORA	
materiał komory	aluminium malowane proszkowo
materiał obudowy	tworzywo sztuczne
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]	
szerokość A	725
wysokość B	470
głębokość C	455
wymiary komory [mm]	
szerokość D	340
wysokość E	370
głębokość F	330
waga urządzenia [kg]	22



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V AC 50/60 Hz / 12V DC
moc znamionowa urządzenia [W]	52
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO-APARATURA

OPCJE I AKCESORIA

