

Ficha de datos

Contador de colonias de bacterias

LKB 2002



La foto de arriba es solo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- contador
- lupa
- rotulador estándar
- placa de fondo claro y oscuro
- cuadrícula
- círculos limitadores

DATOS TECNICOS	
diámetro del campo de conteo [mm]	120
pantalla	LED (0...999)
lupa estándar	ampliación de 2,5 veces
iluminación	lámpara de anillo 20W
dimensiones [mm] (ancho x largo x alto)	300 x 325 x 90
peso [kg]	4,9
potencia nominal [W]	22
alimentación	230 V 50 Hz
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO-APARATURA