

# Karta katalogowa

## Licznik kolonii bakterii

### LKB 2002



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

#### Standardowe wyposażenie

- licznik
- lupa
- marker standardowy
- płytka tła (jasna/ciemna)
- płytka z podziałką
- pierścienie ograniczające

DANE TECHNICZNE	
średnica pola zliczającego [mm]	120
wyświetlacz	LED (0...999)
lupa standardowa	2,5-krotne powiększenie
oświetlenie	lampa pierścieniowa 20W
wymiary [mm] (szer. x dł. x wys.)	300 x 325 x 90
waga [kg]	4,9
moc znamionowa [W]	22
zasilanie	230 V 50 Hz
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA