



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

BD 606



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	BZT5, BZT7, OECD 301 F
cechy miernika	
zasada pomiaru	respirometryczna, bezręciowy elektroniczny czujnik ciśnienia
zakresy pomiarowe	0...40, 0...80, 0...200, [mg/L O2] 0...400, 0...800, 0...2,000, 0...4,000 mg/L
ilość butelek na próby	12
czas trwania pomiaru	1...28 dni
interwał zapamiętywania pomiarów	co godzinę (1 dzień), co 2 godziny (2 dni), codziennie (3-28 dni)
pamięć	do 672 zestawów danych (w zależności od czasu trwania pomiaru)
funkcje specjalne	- autostart - odczyt wartości chwilowych
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	Duży podświetlany, graficzny LCD
ochrona	IP 54
gwarancja	24 miesiące
producent	AquaLytic / Lovibond
PL typ urządzenia	Zestaw do pomiaru BZT