



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech PH/ION 2700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzane parametry	pH, mV, ION, °C
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,002 pH
kalibracja	do 6 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
ION	
zakres	0,001...19 999 mg/l
rozdzielczość	do 3 miejsc znaczących
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,5% zakresu pomiarowego
kalibracja	do 8 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,3
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 8 pin ATC, pin tip ref
wyjścia	RS 232
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD
wymiary	175 x 155 x 69 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Jonometr laboratoryjny