



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

InoLab pH/ION 7320



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, ION, °C
pH	
zakres	-2,000...+19,999 pH
rozdzielczość	0,1; 0,01; 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,01 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC
mV	
zakres	±2500 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,3 mV
ION	
zakres	0,000...999 999 mg/l, ppm
rozdzielczość	1; 0,1; 0,01; 0,001 mg/l, ppm
kalibracja	1 do 7 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5...+105
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	500 / 5 000
funkcje specjalne	drukarka (opcja P)
funkcje GLP	tak
wejścia	DIN / BNC
wyjścia	USB
zasilanie	bateryjne / sieciowe
wyswietlacz	podświetlany, graficzny, LCD
ochrona	IP 43
żywołność baterii	1000 h
wymiary	230 x 190 x 80 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Jonometr laboratoryjny