



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A214 PH/ISE Lab



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzane parametry	pH, mV, ION, °C
pH	
zakres	-2,00...+20,00 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,002 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
ION	
zakres	0...19 999 mg/l
rozdzielczość	do 3 miejsc znaczących
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,05 %
kalibracja	do 5 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	2 000
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 8 pin (ATC), 1 pin (ref), mini DIN
wyjścia	RS 232, USB
zasilanie	sieciowe
wyświetlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Jonometr laboratoryjny