



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A322 Cond Port



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, om, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0...3000 mS/cm
rozdzielczość	do 0,001 μS/cm
dokładność	±0,5% +1 cyfra
kalibracja	do 5 pkt.
stała komórki [cm ₋₁]	0,001... 199,9
temperatura odniesienia [°C]	5, 10, 15, 20, 25
kompensacja temperatury	Lin, nLF, nLFu, EP
współczynnik temperatury [%/°C]	0...10,0
TDS	
zakres	1...200 ppt
rozdzielczość	4 cyfry znaczące
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5 % +1 cyfra
kalibracja	0,01...10,00
faktor TDS	do 5 pkt.
zasolenie	
zakres	0,01...80,0 ppt
rozdzielczość	0,01
opór właściwy	
zakres	2 Ω...100 MΩ
rozdzielczość	2 Ω/cm
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0... +105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	wtyczka, 8-pin MiniDIN
wyjścia	RS 232, USB
zasilanie	bateryjne / sieciowe (opcja)
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	tak
ochrona	IP 67
żywoćność baterii	do 800 h
wymiary	240 x 100 x 65 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny