



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A324 PH/ISE Port



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, ION, °C
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,002 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
ION	
zakres	0...19999 mg/l
rozdzielczość	0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,05%
kalibracja	do 5 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	5 000
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, pin (ref), 8-pin, mini DIN
wyjścia	RS 232, USB
zasilanie	baterijne, sieciowe (opcja)
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
żywołność baterii	do 800 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Jonometr przenośny