



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

PT Tester 35



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, TDS, °C
pH	
zakres	0,00...14,00 pH
rozdzielczość	0,1 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,1 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
TDS	
zakres	0,0...999 ppm 1...10,00 ppt
rozdzielczość	do 1 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	±1% dla całego zakresu
kalibracja	do 2 pkt.
faktor TDS	0,40...1,00
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0...50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
wymienna elektroda	tak
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
ochrona	IP 67
wymiary	165 x 38 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester wieloparametrowy