



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Rejestrator danych TESTO 174-H



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

zakres pomiarowy [°C]	-20...+70 0...100% RH
ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny	2 W
rozdzielczość [°C]	0,1 0,1 %RH
dokładność [°C]	±0,5 ±3 %RH
wskaźnik	wyświetlacz LCD
okres rejestracji	1 min ... 24 h
pamięć	16 000 odczytów
zasilanie	baterijne, 2 x CR 2032 Litowa
żywołność baterii	ok. 1 rok
interfejs	USB
wymiary	60 x 38 x 18,5 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	TESTO
PL typ urządzenia	Rejestrator temperatury i wilgotności