



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Rejestrator danych TESTO 174-T



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

zakres pomiarowy [°C]	-30...+70
ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny	1 W
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
wskaźnik	wyświetlacz LCD
okres rejestracji	1 min ... 24 h
pamięć	16 000 odczytów
zasilanie	bateryjne, 2 x CR 2032 Litowa
żywołność baterii	ok. 500 dni
interfejs	USB
wymiary	60 x 38 x 18,5 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	TESTO
PL typ urządzenia	Rejestrator temperatury