



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Rejestrator danych TESTO 175-T3



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

zakres pomiarowy [°C]	-50...+400 - T -50...+1000 - K
ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny	2 Z
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5 (-50...+70) ±0,7 w pozostałym zakresie
wskaźnik	diody sygnalizacyjne i wyświetlacz LCD
okres rejestracji	10 s ... 24 h
pamięć	1 mln wartości pomiarowych
zasilanie	baterijne, 3 x Litowa (1AA)
żywołność baterii	3 lata
interfejs	USB, karta SD
wymiary	89 x 53 x 27 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	TESTO
PL typ urządzenia	Rejestrator temperatury