



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Rejestrator danych TESTO 176-H1



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

zakres pomiarowy [°C]	-20...+70 -40...+70 °C td 0...100% HR
ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny	2 sondy, 4 Z
rozdzielczość [°C]	0,1 0,1 % HR
dokładność [°C]	±0,2 (-20...+70) ±0,4 w pozostałym zakresie
wskaźnik	diody sygnalizacyjne i wyświetlacz LCD
okres rejestracji	1 s ... 24 h
pamięć	2 mln wartości pomiarowych
zasilanie	baterijne, 1 x Litowa (TLH-5903)
żywołność baterii	8 lat
interfejs	USB, karta SD
wymiary	103 x 63 x 33 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	TESTO
PL typ urządzenia	Rejestrator temperatury i wilgotności