



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

sonda tlenowa CellOx 325



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

rodzaj	galwaniczna
długość trzonka [mm]	145
średnica trzonka [mm]	15,25
długość kabbla [m]	1,5; 3; 6; 10; 15; 20
zastosowanie	teren, laboratorium*
kompatybilny z	laboratoryjne i przenośne mierniki WTW
txt_opis pod tabelą	* w przypadku pomiaru w laboratorium konieczne jest wyposażenie dodatkowe, zapewniające przepływ medium pod membraną
PL typ urządzenia	sonda tlenowa