




## Ficha de datos

print date: 2026-03-17

## Gabinete Asecos-1200



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

### Gabinete ventilado 90 min para almacenamiento de sustancias inflamables y explosivas

- gabinete de dos puertas bajo encimera pintado en RAL 7035
- con bloqueo de cerradura e indicador de bloqueo
- línea UB-T-90
- modelo UB90.060.110.050.2T
- dentro hay un estante que divide el espacio en dos niveles
- cumplimiento de la norma EN 14470-1
- 1x cubeta de acero pintado en RAL 7035
- 1x inserto de acero perforado pintado en RAL 7035




POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polak-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

dimensiones totales [mm]	kat
ancho A	1100
alto B	598
profundo C	550



garantía	24 meses
fabricante	ASECOS