



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Bufory HAMILTON



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



model	Bufory HAMILTON
languages	pl
txt_opis pod tabelą	Dzięki modyfikacji składu roztworów buforowych możliwe stało się osiągnięcie bardzo wysokiej stabilności wartości pH. Firma Hamilton gwarantuje trwałość roztworów buforowych pH sięgającą 60 miesięcy, licząc od daty produkcji. Zastosowanie środków konserwujących działa bakterio- i grzybobójczo, nie zmieniając właściwości buforowych roztworów. - ekonomiczne - dozowana jest tylko niezbędna ilość buforu - wybitnie trwałe - gwarantowany czas przydatności do użycia to 5 lat - stabilne w kontakcie z powietrzem - praktyczne - komfortowa kalibracja dzięki butelce CALPACK - niewrażliwe na grzyby i bakterie - zgodne z ISO, NIST, GLP, GMP
PL typ urządzenia	Bufory pH i redoks HAMILTON
img_photo	Bufory-pH-i-redoks-HAMILTON
Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.	Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.
nazwa www pl	Bufory pH i redoks HAMILTON

Dzięki modyfikacji składu roztworów buforowych możliwe stało się osiągnięcie bardzo wysokiej stabilności wartości pH. Firma Hamilton gwarantuje trwałość roztworów buforowych pH sięgającą 60 miesięcy, licząc od daty produkcji. Zastosowanie środków konserwujących działa bakterio- i grzybobójczo, nie zmieniając właściwości buforowych roztworów.

- ekonomiczne - dozowana jest tylko niezbędna ilość buforu
- wybitnie trwałe - gwarantowany czas przydatności do użycia to 5 lat
- stabilne w kontakcie z powietrzem
- praktyczne - komfortowa kalibracja dzięki butelce CALPACK
- niewrażliwe na grzyby i bakterie
- zgodne z ISO, NIST, GLP, GMP