



Ficha de datos

print date: 2025-01-19

Gabinete
DCL PP-1200



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Gabinete de polipropileno ventilado para almacenamiento permanente de sustancias agresivas, ácidos/bases

- un mueble diseñado para llenar perfectamente el espacio debajo de la parte superior de la campana extractora
- la construcción del gabinete está hecha completamente de polipropileno
- frentes deslizantes sobre una guía de polipropileno
- dentro hay un estante que divide el espacio en dos niveles
- cubetas de recogida de lixiviados de PVC en los estantes




POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO® A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DATOS TÉCNICOS - DIMENSIONES

dimensiones totales [mm]	kat
ancho A	1100
alto B	630
Altura del mueble sin zócalo	545
profundo C	502



garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO®