



POL-EKO®


(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2026-05-13

Dozownik płynów do dezynfekcji  
**DPR 500 K**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.




## DANE TECHNICZNE

materiał obudowy

blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna szlifowana

### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	94
wysokość B	362
głębokość C	174
waga urządzenia [kg]	1



## PODSTAWOWE PARAMETRY

wydajność	1 000
pojemność [l]	0,5

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO®