



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polak-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2026-05-12

## EUTECH PC 700



Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawiac opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegolnosci kolor i struktura materialu moga odbiegac od prezentowanego na zdjeciu.

**PARAMETR**

mierzone parametry	pH, mV, $\mu$ S/cm, TDS, °C
<b>pH</b>	
zakres	-2,00...+16,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,01 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC (0...+100°C)
<b>mV</b>	
zakres	$\pm$ 2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,2 mV
<b>przewodnictwo</b>	
zakres	0...200 mS/cm
rozdzielczość	0,01 $\mu$ S/cm
dokładność	$\pm$ 1 % w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt. (1 pkt. na zakres)
stała komórki [cm <sub>-1</sub> ]	0,1; 1,0; 10,0
temperatura odniesienia [°C]	15,0...30,0
kompensacja temperatury	Lin (0...+100°C)
współczynnik temperatury [%/°C]	0,000...10,000
<b>TDS</b>	
zakres	0,0...200 ppt
rozdzielczość	0,01 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 1 % w całym zakresie
kalibracja	do 5 pkt. (1 pkt. na zakres)
faktor TDS	0,4...1,0
<b>temperatura</b>	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	$\pm$ 0,5
<b>cechy miernika</b>	
pamięć	100
wejścia	BNC, 8 pin DIN
wyjścia	Rec
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Laboratoryjny