



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

InoLab Cond 7110



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, om, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0...1000 mS/cm
rozdzielczość	0,001 μS/cm
dokładność	±0,5%
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm ₁]	0,01; 0,09...0,110; 0,250...25,000; 0,450...0,500; 0,800...0,880
temperatura odniesienia [°C]	20, 25
kompensacja temperatury	Lin, nLF, bez kompensacji
współczynnik temperatury [%/°C]	0,0...3,0
TDS	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,5%
kalibracja	1 pkt.
faktor TDS	0,40...1,00
zasolenie	
zakres	0,0...70,0
rozdzielczość	0,1
opór właściwy	
zakres	0...1999 MΩ
rozdzielczość	0,001 MΩ/cm
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-25,0...+125,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
wejścia	8-pin
zasilanie	sieciowe
wyświetlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Konduktometr laboratoryjny