



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## InoLab Cond 7310



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



## PARAMETR

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| mierzone parametry               | μS/cm, TDS, om, Sal, °C                                          |
| <b>przewodnictwo</b>             |                                                                  |
| zakres                           | 0...1000 mS/cm                                                   |
| rozdzielczość                    | 0,001 μS/cm                                                      |
| dokładność                       | ±0,5%                                                            |
| kalibracja                       | 1 pkt.                                                           |
| stała komórki [cm <sub>1</sub> ] | 0,01; 0,09...0,110; 0,250...25,000; 0,450...0,500; 0,800...0,880 |
| temperatura odniesienia [°C]     | 20, 25                                                           |
| kompensacja temperatury          | Lin, nLF, bez kompensacji                                        |
| współczynnik temperatury [%/°C]  | 0,0...3,0                                                        |
| <b>TDS</b>                       |                                                                  |
| zakres                           | 0...1999 mg/l                                                    |
| rozdzielczość                    | 1 mg/l                                                           |
| dokładność ustawienia [obr/min]  | ±0,5%                                                            |
| kalibracja                       | 1 pkt.                                                           |
| faktor TDS                       | 0,40...1,00                                                      |
| <b>zasolenie</b>                 |                                                                  |
| zakres                           | 0,0...70,0                                                       |
| rozdzielczość                    | 0,1                                                              |
| <b>opór właściwy</b>             |                                                                  |
| zakres                           | 0...1999 MΩ                                                      |
| rozdzielczość                    | 0,001 MΩ/cm                                                      |
| <b>temperatura</b>               |                                                                  |
| zakres pomiarowy [°C]            | -25,0...+125,0                                                   |
| rozdzielczość [°C]               | 0,1                                                              |
| dokładność [°C]                  | ±0,1                                                             |
| <b>cechy miernika</b>            |                                                                  |
| pamięć                           | 500/5000                                                         |
| funkcje GLP                      | tak                                                              |
| wejścia                          | 8-pin                                                            |
| wyjścia                          | mini USB                                                         |
| zasilanie                        | sieciowe                                                         |
| wyświetlacz                      | LCD graficzny                                                    |
| gwarancja                        | 36 miesięcy                                                      |
| producent                        | WTW                                                              |
| PL typ urządzenia                | Konduktometr laboratoryjny                                       |