



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

InoLab Oxi 7310



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pO2, %O2, O2, °C
tlen rozpuszczony	
zakres	0,00...90,0 mg/l
rozdzielczość	do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,5 % wartości pomiarowej
kalibracja	1 pkt. (100%)
% nasycenia	
zakres	0,0...600 %
rozdzielczość	0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,5 % wartości pomiarowej
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	do 5 000
funkcje GLP	tak
wejścia	8 pin
wyjścia	Mini USB
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD, podświetlany
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Tlenomierz laboratoryjny