



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A121 PH Port



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	do 0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,01 pH
kalibracja	do 3 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
mV	
zakres	±1999,9 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	50
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 8-pin, mini DIN
zasilanie	baterijne / sieciowe (opcjonalnie)
wyswietlacz	LCD, podświetlany
ochrona	IP 67
żywoćność baterii	2000 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	pH-metr przenośny