



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A215



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, $\mu\text{S/cm}$, TDS, Sal, °C
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	0,1; 0,01; 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,002$ pH + 1 cyfra
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC (-5...+105°C)
mV	
zakres	$\pm 2000,0$ mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,2$ mV
przewodnictwo	
zakres	0...3000 mS/cm
rozdzielczość	0,001 $\mu\text{S/cm}$
dokładność	$\pm 0,5$ % zakresu + 1 cyfra
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm_1]	0,001...199,9
temperatura odniesienia [°C]	5; 10; 15; 20; 25;
kompensacja temperatury	Lin, nLF, EP
współczynnik temperatury [%/°C]	0,0...10,0
TDS	
zakres	0...200 ppt
rozdzielczość	do 4 cyfr znaczących
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,5$ % ± 1 cyfra
kalibracja	1 pkt.
faktor TDS	0,01...10,0
zasolenie	
zakres	0,01...80,0 ppt
rozdzielczość	0,1 ppt
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	pH/cond: -5,0...+105,0 / DO: 0...+50
rozdzielczość [°C]	1; 0,1
dokładność [°C]	$\pm 0,1$
cechy miernika	
pamięć	2000
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, 8 pin Cond/ATC
wyjścia	RS 232, USB
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Laboratoryjny