



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion Star A223 RDO/DO Port



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	%O ₂ , O ₂ , °C
tlen rozpuszczony	
zakres	DO: 0,00...90,0 mg/l RDO: 0,00 ... 50,0 mg/l
rozdzielczość	do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,2 mg/l
kalibracja	2 pkt. (0; 100%)
% nasycenia	
zakres	DO: 0,0...600% RDO: 0,0...500 %
rozdzielczość	do 0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,2 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
pamięć	1 000
funkcje GLP	tak
wejścia	9 pin mini DIN
wyjścia	RS 232, USB
zasilanie	bateryjne
wyswietlacz	LCD wielowierszowy, podświetlany
ochrona	IP 67
żywność baterii	do 800 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Tlenomierz przenośny