



Karta katalogowa

Orion Star A329



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry pH, mV, ISE, O₂, µS/cm, TDS, SAL, °C

pH

zakres -2,000...20,000 pH
rozdzielczość 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min] ±0,002 pH
kalibracja do 5 pkt.
kompensacja temperatury ATC/MTC

mV

zakres ±2000,0 mV
rozdzielczość 0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min] ±0,2 mV

ION

zakres 0...19999 mg/l
rozdzielczość 1, 2 lub 3 cyfry
dokładność ustawienia [obr/min] ±0,2 mg/l

przewodnictwo

zakres 0,001 µS/cm...3000 mS/cm
rozdzielczość do 0,001 µS/cm
dokładność 0,5% ± 1 cyfra
kalibracja do 5 pkt.
stała komórki [cm₋₁] 0,001...199,9
temperatura odniesienia [°C] 5, 10, 15, 20 lub 25
kompensacja temperatury Lin, nLF, EP
współczynnik temperatury [%/°C] 0,0...10,0

TDS

zakres 0...200 ppt
rozdzielczość do 4 cyfr
dokładność ustawienia [obr/min] 0,5% ± 1 cyfra
faktor TDS 0,01...10,0

zasolenie

zakres 0,01...80,0 ppt
rozdzielczość 0,1 ppt
dokładność ustawienia [obr/min] ± 0,1

tlen rozpuszczony

zakres DO: 0,00...90,0 mg/l RDO: 0,00 ... 50,0 mg/l
rozdzielczość do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min] DO: do ± 0,2 mg/l RDO: do ± 0,1 mg/l
kalibracja 2 lub 2 pkt.

% nasycenia

zakres DO: 0,0...600% RDO: 0,0...500 %
rozdzielczość do 0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min] ± 2 %

temperatura

zakres pomiarowy [°C] DO: -5...+105 / RDO: 0...+50
rozdzielczość [°C] 0,1



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	po 20 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	DO/RDO, ATC/COND, BNC, 2,5 mm pin
wyjścia	RS 232 / USB
zasilanie	bateryjne / sieciowe
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
żywność baterii	800 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny