



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Orion VERSA Star PH/ISE



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, ION, °C
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	0,1; 0,01; 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,002 +1 cyfra pH
kalibracja	do 6 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
kalibracja	1 pkt.
ION	
zakres	0 ... 19 999 ppm, mg/l
rozdzielczość	do 4 cyfr znaczących
dokładność ustawienia [obr/min]	±0.2 mV or ±0.05
kalibracja	1 do 6 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5...+105
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
pamięć	2 000
funkcje GLP	tak
wejścia	8 pin MiniDIN, BNC, ref. pin
wyjścia	2x USB, RS 232
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	kolorowy, graficzny, LCD
ochrona	IP 54
wymiary	120 x 30 x 95 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	Jonometr laboratoryjny