



POL-EKO®


(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2026-03-17

## Orion Star A321 PH Port



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

**PARAMETR**

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
<b>pH</b>	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,002 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
<b>mV</b>	
zakres	±2000 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
<b>temperatura</b>	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
<b>cechy miernika</b>	
pamięć	6000
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, pin (ref), 8-pin, mini DIN (ATC)
wyjścia	RS 232 / USB
zasilanie	bateryjne / sieciowe (opcjonalnie)
wyswietlacz	LCD, podświetlany
ochrona	IP 67
żywność baterii	800 h
gwarancja	36 miesięcy
producent	Thermo Scientific
PL typ urządzenia	pH-metr przenośny