



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

OxiTop-i IS 6/12



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	BZT5
cechy miernika	
zasada pomiaru	respirometryczna, bezręczowy elektroniczny czujnik ciśnienia
zakresy pomiarowe	0...4 000 mg/l
ilość butelek na próby	6 / 12
czas trwania pomiaru	1...7 dni
interwał zapamiętywania pomiarów	co dobę
funkcje specjalne	- autostart - odczyt wartości chwilowych
zasilanie	sieciowe / bateryjne
wyswietlacz	LCD
ochrona	IP 67
gwarancja	12 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Zestaw do pomiaru BZT