



Karta katalogowa

print date: 2025-02-10

PT Tester 35



Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawiac opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegolnosci kolor i struktura materiahu moga odbiegac od prezentowanego na zdjeciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, TDS, °C
pH	
zakres	0,00...14,00 pH
rozdzielczość	0,1 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,1 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
TDS	
zakres	0,0...999 ppm 1...10,00 ppt
rozdzielczość	do 1 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	±1% dla całego zakresu
kalibracja	do 2 pkt.
faktor TDS	0,40...1,00
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0...50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
wymienna elektroda	tak
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
ochrona	IP 67
wymiary	165 x 38 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester wieloparametrowy