



POL-EKO®


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

print date: 2026-03-17

Portavo 902 Cond



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

**PARAMETR**

mierzone parametry	μS/cm, TDS, Sal, °C
przewodnictwo	
zakres	0...1000 mS/cm
rozdzielczość	do 0,01 μS/cm
dokładność	±0,5% + 1 cyfra
kalibracja	1 pkt.
TDS	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	<0,5% wartości pomiarowej
zasolenie	
zakres	0,0...45,0 ppt
rozdzielczość	0,1 ppt
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-20,0...+120,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	<±0,3
cechy miernika	
funkcje GLP	tak
wejścia	2x 4mm pin, M8 4 pin, DIN 8 pin
zasilanie	bateryjne
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	zintegrowana
ochrona	IP 66/67
żywość baterii	1000 h
wymiary	132 x 156 x 30 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	KNICK
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny