



## Karta katalogowa

print date: 2025-04-18

## Rejestrator danych TESTO 175-T1



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



## PARAMETR

zakres pomiarowy [°C]	-35 ... +55
ilość kanałów W - wewnętrzny Z - zewnętrzny	1 W
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
wskaźnik	diody sygnalizacyjne i wyświetlacz LCD
okres rejestracji	10 s ... 24 h
pamięć	1 mln wartości pomiarowych
zasilanie	bateryjne, 3 x Litowa (1AA)
żywołność baterii	3 lata
interfejs	USB, karta SD
wymiary	89 x 53 x 27 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	TESTO
PL typ urządzenia	Rejestrator temperatury