



## Produkt Broschüren

print date: 2025-08-15


## Kühlinkubator (ST) mit Medikamentenkühlschrank ST 3 / CHL 2 Smart PRO



Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

### Vorteile des SMART PRO Controllers:

- großes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie WLAN für Kommunikation und Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion für Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschütztes Login
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download



Smart PRO - preview screen

**Technische Daten**

Luftkonvektion	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	200 / 150
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	163 / 122
Steuerung	mikroprozessor PID
Anzeige	7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen

**TEMPERATUR**

Temperaturbereich [°C]	+3...+70 / 0...+15
Temperaturregulierung [°C]	0,1
zeitliche Temperaturschwankung 37°C [±°C]*	0,3
zeitliche Temperaturschwankung 4°C [±°C]*	0,4
räumliche Temperaturabweichung 37°C [±°C]*	0,6
räumliche Temperaturabweichung 4°C [±°C]*	0,7
Temperaturschutz	Klasse 3.2 gem. DIN 12880

**KAMMER**

Türvariante	massive Tür / Glasür oder doppelflügelige Tür (optional) /4/
-------------	--

**Interieur**

C Smart PRO	Edelstahl nach DIN 1.4016
CS Smart PRO	Edelstahl nach DIN 1.4016
P Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
PS Smart PRO	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301

**Gehäuse**


C Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
CS Smart PRO	Edelstahl poliert
P Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
PS Smart PRO	Edelstahl poliert

**außenmaße [mm] /1/**

Breite A	630
Höhe B	1920
Tiefe C	650

**innenmaß [mm]**

Breite D	480
Breite D'	520
Höhe E	860 / 660
Tiefe F	420
Tiefe F'	480
Tiefe G	320
Höhe H	640 / 440





POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/	10
Maximalbelastung des Gerätes [kg]	30 / 30
Gewicht [kg]	134



### Elektrische Parameter

Spannung	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	500
Kältemittel	R1234ze / GWP=7
Garantie	24 Monate
Hersteller	POL-EKO®

Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)

\* - Schwankung gemessen in der Mitte der Kammer; im Raum, Abweichung (K) berechnet für die Kammer als:  $K = \pm (T \text{ Mittelwert max.} - T \text{ Mittelwert min.}) / 2$ ; Parameter für die Kammer über der unteren Stufe \*\*

- andere Netzteile auf Anfrage

1 - Tiefe ohne 50 mm Netzkabel, Die Breite beinhaltet nicht die 20 mm Gummistopfen 2

- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche

3 - verstärktes Regal


4 - zusätzliche Innenglastür

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: \*/C

Innere Glastür



Bestellnummer: \*/A

Äußere Glastür



Bestellnummer: \*/AS

Glastür mit SMART WINDOW Option



Bestellnummer: \*/P INOX

Einschubgitter aus Edelstahl INOX




Bestellnummer: \*/PP

Edelstahl-Lochblech



Bestellnummer: \*/PW

Verstärkter Einlegeboden



Bestellnummer: KUV GN\*/\*

Küvetten aus rostfreiem Stahl



Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU

Aluminiumschublade mit pulverbeschichteten Schienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWP INOX

Edelstahlschublade mit pulverbeschichteten Schienen



Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX

Edelstahlschublade mit Edelstahlschienen




Bestellnummer: \*PLUS

Automatische Abtaufunktion




Bestellnummer: ST/70

Erweiterter Temperaturbereich bis +70°C



Bestellnummer: \*/FOT

Photoperiodisches System




Bestellnummer: GNZ

Interne Steckdose



Bestellnummer: LabDesk

LabDesk Software




Bestellnummer: BRT\*/L IQ/OQ/PQ

Kalibrierung und IQ-, OQ-, PQ-Qualifizierung




Bestellnummer: \*/3.2

Übertemperaturschutz Klasse 3.2 nach DIN 12880



Bestellnummer: RFID LOCK (SMART PRO)

RFID LOCK (SMART PRO)




Bestellnummer: BPP 12

Batterie-Backup für Anzeige




Bestellnummer: PORT ALARM

Kontakt für Trockenalarm



Bestellnummer: LANK

LAN Kabel



Bestellnummer: OCZ/20

Zusätzliche Durchführung 20mm



Bestellnummer: OCZ/30

Zusätzliche Durchführung 30mm



Bestellnummer: OCZ/60

Zusätzliche Durchführung 60mm



Bestellnummer: OCZ/100

Zusätzliche Durchführung 100mm